

Anticorpo Policlonale Di Coniglio Anti-Serpina2/Pai-2 Per Wb Ed Elisa - P05120

Numero articolo: CM0020520



introduzione

Anticorpo policlonale di coniglio contro SERPINB2 umano (PAI-2) per Western blot (WB) ed ELISA. Questo reagente supporta la ricerca sull'inibizione dell'attivatore del plasminogeno di tipo urochinasi, la funzione della serpina e le applicazioni IVD correlate.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Valore
Nome del prodotto	SERPINB2 Rabbit pAb
Osservazioni/Alias	PAI; PAI2; PAI-2; PLANH2; HsT1201; SERPINB2
Specie	Umano
Gene ID (Umano)	5055
Gene ID	5055
Immunogeno	Proteina ricombinante Proteina di fusione ricombinante contenente una sequenza corrispondente agli amminoacidi 1-415 di SERPINB2 umano (NP_002566.1).
Fonte	Coniglio
Categoria	Anticorpi policlonali
Applicazione	WB, ELISA
Reattività crociata	Umano
SWISS	P05120
Peso proteico	47kDa
Spedizione	Borsa del ghiaccio