

Anticorpo Policlonale Anti-Serpinb6 Per Wb, Elisa - P35237

Numero articolo: CM0029239

introduzione

Anticorpo policlonale di coniglio SERPINB6 validato per WB ed ELISA, reagente con umano, topo e ratto. Ideale per studiare l'inibizione delle serin proteasi, la perdita dell'udito e la regolazione delle proteine citoplasmatiche.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Valore
Nome Prodotto	pAb di Coniglio SERPINB6
Note/Alias	CAP; PI6; PTI; PI-6; SPI3; DFNB91; MSTP057; SERPINB6
Specie	Umano
GeneID (Umano)	5269
GeneID	5269
Immunogeno	Proteina ricombinante Proteina di fusione ricombinante contenente una sequenza corrispondente agli amminoacidi 180-300 di SERPINB6 umano (NP_004559.4).
Sorgente	Coniglio
Categoria	Anticorpi Policlonali
Applicazione	WB, ELISA
Reattività Incrociata	Umano, Topo, Ratto
SWISS	P35237
Peso Proteico	43kDa
Spedizione	Borsa del ghiaccio