

Anti-Serpinb9 (Pi9/Cap-3) Anticorpo Policlonale Di Coniglio Per Wb, If/Icc, Elisa - P50453

Numero articolo: CM0030048



introduzione

Anticorpo policlonale di coniglio di grado IVD per SERPINB9 validato per WB, IF/ICC, ELISA. Riconosce la serpina B9 (PI9/CAP-3) umana, murina e ratto, un inibitore citoplasmatico della granzima B. Ideale per la ricerca sull'apoptosi e sulla regolazione immunitaria.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Valore
Nome Prodotto	SERPINB9 Rabbit pAb
Osservazioni/Alias	PI9; CAP3; PI-9; CAP-3; SERPINB9
Specie	Umano
ID Gene (Umano)	5272
ID Gene	5272
Immunogeno	Proteina di fusione ricombinante contenente gli amminoacidi 170-308 di SERPINB9 umana (NP_004146.1)
Fonte	Coniglio
Categoria	Anticorpi Policlonali
Applicazione	WB, IF/ICC, ELISA
Reattività Crociata	Umano, Mouse, Ratto
SWISS	P50453
Peso Proteico	42kDa
Spedizione	Borsa del ghiaccio