

Anticorpo Monoclonale Di Coniglio Anti-Serpinc1 Per Wb, Ihc-P, Elisa - P01008

Numero articolo: CM0003863



introduzione

Anticorpo monoclonale di coniglio di alta qualità specifico per SERPINC1 umano (Antitrombina-III). Validato per Western Blot, IHC-P ed ELISA; reagisce in modo incrociato con umano, topo e ratto. Ideale per la ricerca sulla coagulazione.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Valore
Nome del prodotto	mAb di coniglio anti-SERPINC1
Note/Alias	AT3, AT3D, ATIII, THPH7, ATIII-R2, ATIII-T1, ATIII-T2, SERPINC1
Specie	Umano
ID Gene (Umano)	462
ID Gene	462
Immunogeno	Peptide Sintetico: un peptide sintetico corrispondente a una sequenza compresa tra gli amminoacidi 1-100 di SERPINC1 umano (P01008).
Sorgente	Coniglio
Categoria	Anticorpi Monoclonali
Applicazione	WB, IHC-P, ELISA
Reattività Incrociata	Umano, Topo, Ratto
SWISS	P01008
Peso Proteico	58kDa
Spedizione	Sacchetto di ghiaccio