


Anticorpo Policlonale Anti-Serpine2 Per Wb, Elisa - P07093

Numero articolo: CM0016119



introduzione

Anticorpo policlonale di coniglio diretto contro SERPINE2 (ne xina derivata dalla glia/ne xina della proteasi 1), validato per WB ed ELISA con reattività crociata verso topo e ratto. Swiss P07093.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Valore
Nome del prodotto	SERPINE2 pAb di coniglio
Note/Alias	GDN; PI7; PN1; PNI; PI-7; PN-1; GDNPF; SERPINE2
Specie	Umana
GeneID (umana)	5270
GeneID	5270
Immunogeno	Proteina ricombinante
Origine	Coniglio
Categoria	Anticorpi policlonali
Applicazione	WB, ELISA
Reattività crociata	Topo, ratto
SWISS	P07093
Peso della proteina	44 kDa
Spedizione	Borsa refrigerante