


Anticorpo Policlonale Di Coniglio Anti-Serpine2 Per Wb, Elisa - P07093

Numero articolo: CM0027906



introduzione

Anticorpo policlonale di coniglio che riconosce la SERPINE2 umana (Glia-derived nexin, PN-1). Convalidato per WB e ELISA; reagisce in modo crociato con il topo. Ideale per studi sull'inibizione delle serina proteasi e la neurogenesi.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Valore
Nome del prodotto	SERPINE2 Rabbit pAb
Annotazioni/Alias	GDN; PI7; PN1; PNI; PI-7; PN-1; GDNPF; SERPINE2
Specie	Uomo
GeneID (umano)	5270
GeneID	5270
Immunogeno	Proteina di fusione ricombinante contenente una sequenza corrispondente agli amminoacidi 20-398 della SERPINE2 umana (NP_006207.1).
Provenienza	Coniglio
Categoria	Anticorpi policlonali
Applicazione	WB, ELISA
Reattività crociata	Topo
SWISS	P07093
Peso proteico	44kDa
Spedizione	Sacchetto di ghiaccio