

Anticorpo Policlonale Di Coniglio Anti-Serpinf2 Per Wb Ed Elisa - P08697

Numero articolo: CM0013045

introduzione

Anticorpo policlonale di coniglio di alta qualità contro SERPINF2 (alfa-2-antiplasmina). Validato per WB ed ELISA, reagisce in modo incrociato con umano, topo, ratto. Ideale per la ricerca sulla fibrinolisi e sulle serpene. - P08697

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Valore
Nome Prodotto	Anticorpo Policlonale di Coniglio SERPINF2
Note/Alias	AAP, API, PLI, A2AP, alpha2AP, ALPHA-2-PI, SERPINF2
Specie	Umano
ID Gene (Umano)	5345
Immunogeno	Proteina di fusione ricombinante contenente una sequenza corrispondente agli amminoacidi 302-491 di SERPINF2 umano (NP_001159392.1)
Sorgente	Coniglio
Categoria	Anticorpi Policlonali
Applicazione	WB, ELISA
Reattività Incrociata	Umano, Topo, Ratto
SWISS	P08697
Peso Proteico	55kDa
Spedizione	Borsa del ghiaccio