


Anticorpo Monoclonale Di Coniglio Anti-Serping1 Per Wb Ed Elisa - P05155

Numero articolo: CM0002798



introduzione

Anticorpo monoclonale di coniglio contro SERPING1 umano (inibitore della proteasi plasmatica C1), validato per WB ed ELISA con cross-reattività verso topo e ratto. Ideale per studi sul sistema del complemento.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Valore
Nome del prodotto	mAb di coniglio anti-SERPING1
Note/Alias	C1IN; C1NH; HAE1; HAE2; C1INH; SERPING1
Specie	Umano
ID Gene (Umano)	710
ID Gene	710
Immunogeno	Un peptide sintetico corrispondente a una sequenza compresa tra gli amminoacidi 150-250 del SERPING1 umano (P05155).
Fonte	Coniglio
Categoria	Anticorpi monoclonali
Applicazione	WB, ELISA
Cross-reattività	Umano, Topo, Ratto
SWISS	P05155
Peso proteico	55 kDa
Spedizione	Borsa del ghiaccio