


Anticorpo Policlonale Di Coniglio Anti-Serping1 Per Wb, If/Icc, Elisa - P05155

Numero articolo: CM0016494



introduzione

Anticorpo policlonale di coniglio diretto contro SERPING1 umano (inibitore C1). Validato per WB, IF/ICC ed ELISA, con reattività crociata verso topo e ratto. Ideale per la ricerca sulla via del complemento, sulla coagulazione e sul sistema delle chinine.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Valore
Nome del prodotto	SERPING1 Rabbit pAb
Note/Alias	C1IN, C1NH, HAE1, HAE2, C1INH, SERPING1
Specie	Uomo
GeneID	710
Immunogeno	Proteina di fusione ricombinante contenente una sequenza corrispondente agli amminoacidi 23-500 di SERPING1 umano (NP_000053.2)
Origine	Coniglio
Categoria	Anticorpi policlonali
Applicazione	WB, IF/ICC, ELISA
Reattività crociata	Uomo, topo, ratto
SWISS	P05155
Peso della proteina	55 kDa
Spedizione	Borsa refrigerante