

Anticorpo Policlonale Di Coniglio Anti-Serpini1 Per Wb, Ihc-P, Elisa - Q99574

Numero articolo: CM0013327



introduzione

Anticorpo policlonale di coniglio che bersaglia SERPINI1/neuroserpina umana, adatto per WB, IHC-P e ELISA. Reagisce in modo crociato con topo e ratto. Ideale per lo studio della plasticità sinaptica, della neurodegenerazione e dell'inibizione delle proteasi nei tessuti cerebrali.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Specifica
Nome prodotto	SERPINI1 Rabbit pAb
Annotazioni/Alias	PI12; HNS-S1; HNS-S2; neuroserpina; SERPINI1
Specie	Umana
GeneID (umano)	5274
GeneID	5274
Immunogeno	Proteina di fusione ricombinante contenente una sequenza corrispondente agli amminoacidi 181-410 di SERPINI1 umana (NP_005016.1)
Origine	Coniglio
Categoria	Anticorpi policlonali
Applicazione	WB, IHC-P, ELISA
Reattività crociata	Topo, Ratto
SWISS	Q99574
Peso proteico	46 kDa
Spedizione	Sacco di ghiaccio