

Anticorpo Policlonale Di Coniglio Anti-Serpini2 Per Wb, If-P, Elisa - 075830

Numero articolo: CM0013626

introduzione

Anticorpo policlonale di coniglio anti-SERPINI2 validato per Western blot, immunofluorescenza (IF-P) ed ELISA. Rileva SERPINI2 umano e mostra cross-reattività con topo e ratto, supportando la ricerca sugli inibitori delle proteasi e sul pancreas.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Valore
Nome del prodotto	pAb di coniglio anti-SERPINI2
Note/alias	MEPI; PI14; PANCPIN; TSA2004; SERPINI2
Specie	Umano
GeneID (umano)	5276
GeneID	5276
Immunogeno	Proteina di fusione ricombinante contenente una sequenza corrispondente agli amminoacidi 56-405 di SERPINI2 umano (NP_006208.1).
Origine	Coniglio
Categoria	Anticorpi policlonali
Applicazione	WB, IF-P, ELISA
Cross-reattività	Topo, ratto
SWISS	075830
Peso della proteina	46 kDa
Spedizione	Borsa refrigerante