


Anticorpo Policlonale Anti-Attivatore Di Ser/Thr-Pp2A (Ptpa) Per Wb, If/Icc, Elisa - Q15257

Numero articolo: CM0022584



introduzione

Anticorpo policlonale di coniglio di alta qualità contro PTPA/PPP2R4 umano, validato per Western blot, IF/ICC e ELISA. Reagisce con campioni di uomo, topo e ratto. Ideale per lo studio della regolazione di PP2A, dell'apoptosi e dei meccanismi delle malattie neurodegenerative.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Valore
Nome del Prodotto	Attivatore di Ser/thr-PP2A (PTPA) Rabbit pAb
Annotazioni / Alias	PP2A; PR53; PPP2R4; Attivatore di Ser/thr-PP2A (PTPA)
Specie	Uomo
GeneID (umano)	5524
GeneID	5524
Immunogeno	Proteina ricombinante Proteina di fusione ricombinante contenente una sequenza corrispondente agli amminoacidi 1-323 dell'Attivatore di Ser/thr-PP2A (PTPA) umano (NP_821067.1)
Origine	Coniglio
Categoria	Anticorpi Policlonali
Applicazione	WB, IF/ICC, ELISA
Reattività Crociata	Uomo, Topo, Ratto
SWISS	Q15257
Peso Proteico	41kDa
Spedizione	Sacchetto di ghiaccio