

Anticorpo Policlonale Anti-Sesn3 Per Wb, Elisa - P58005

Numero articolo: CM0025170

introduzione

Anticorpo policlonale coniglio anti-SESN3 validato per WB e ELISA. Rileva SESN3 umano (57kDa), un sensore di leucina e protettore contro lo stress ossidativo. Ideale per ricerche metaboliche e sullo stress. - P58005

[Ulteriori informazioni](#)

Specifica	Dettagli
Nome del prodotto	SESN3 Rabbit pAb
Note/Alias	SEST3; SESN3
Specie	Umano
Gene ID (Umano)	143686
Immunogeno	Proteina di fusione ricombinante contenente una sequenza corrispondente agli amminoacidi 1-310 di SESN3 umano (NP_653266.2)
Fonte	Coniglio
Categoria	Anticorpi policlonali
Applicazione	WB, ELISA
Reattività crociata	Umano
SWISS	P58005
Peso proteico	57kDa
Spedizione	Borsa del ghiaccio