

Anticorpo Monoclonale Coniglio Anti-Sestrin 1 (Pa26/Sest1) Per Wb, Ihc-P, Elisa - Q9Y6P5

Numero articolo: CM0002237

introduzione

Anticorpo monoclonale coniglio contro sestrin 1 umana (PA26/SEST1), validato per WB, IHC-P ed ELISA. Reagisce incrociatamente con il mouse. Ideale per lo studio della segnalazione TORC1, dello stress ossidativo e della regolazione metabolica.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Valore
Nome del prodotto	sestrin 1 mAb coniglio
Osservazioni/Alias	PA26; SEST1; sestrin 1
Specie	Umano
ID Gene	27244
Immunogeno	Peptide sintetico Un peptide sintetico corrispondente a una sequenza all'interno degli aminoacidi 100-200 della sestrin 1 umana (Q9Y6P5).
Fonte	Coniglio
Categoria	Anticorpi monoclonali
Applicazione	WB, IHC-P, ELISA
Reattività incrociata	Umano, Mouse
SWISS	Q9Y6P5
Peso proteico	57kDa
Spedizione	Borsa del ghiaccio