

Anticorpo Monoclonale Di Coniglio Anti-Sestrina 2 Per Wb, Elisa - P58004

Numero articolo: CM0007304



introduzione

Anticorpo monoclonale di coniglio anti-Sestrina 2 validato per WB e ELISA, a reazione crociata con SESN2 umano, di topo e ratto. Questo regolatore metabolico indotto dallo stress è un sensore della leucina che modula mTORC1; adatto per la ricerca sullo stress ossidativo e la segnalazione dei nutrienti.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Valore
Nome prodotto	Sestrin 2 Rabbit mAb
Annotazioni/Alias	HI95; SES2; SEST2; Sestrin 2
Specie	Umana
GeneID (umano)	83667
Immunogeno	Proteina di fusione ricombinante contenente gli amminoacidi 300-400 della Sestrina 2 umana (NP_113647.1)
Origine	Coniglio
Categoria	Anticorpi monoclonali
Applicazione	WB, ELISA
Reattività crociata	Uomo, Topo, Ratto
SWISS	P58004
Peso proteico	54kDa
Spedizione	Sacchetto di ghiaccio