


## Anticorpo Policlonale Anti-Set1A Per Wb, Elisa - O15047

Numero articolo: CM0022164



### introduzione

Anticorpo policlonale di alta qualità prodotto in coniglio, diretto contro SET1A umano (O15047), validato per WB ed ELISA; presenta reattività crociata con campioni umani e murini. Ideale per la ricerca sul rimodellamento della cromatina e sulla metilazione degli istoni.

[Ulteriori informazioni](#)

| Parametri principali | Dettagli                                                                                    |
|----------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------|
| Nome del prodotto    | SET1A Rabbit pAb                                                                            |
| Note/alias           | Set1; EPEDD; KMT2F; Set1A; NEDSID; SET1A                                                    |
| Specie               | Umano                                                                                       |
| GeneID (umano)       | 9739                                                                                        |
| GeneID               | 9739                                                                                        |
| Immunogeno           | Proteina di fusione ricombinante contenente gli amminoacidi 258-458 di SET1A umano (O15047) |
| Origine              | Coniglio                                                                                    |
| Categoria            | Anticorpi policlonali                                                                       |
| Applicazione         | WB, ELISA                                                                                   |
| Reattività crociata  | Umano, topo                                                                                 |
| SWISS                | O15047                                                                                      |
| Peso della proteina  | 186 kDa                                                                                     |
| Spedizione           | Borsa refrigerante                                                                          |