

Anticorpo Policlonale Di Coniglio Anti-Setbp1 Per Wb, If/Icc, Elisa - Q9Y6X0

Numero articolo: CM0030226

introduzione

Anticorpo policlonale di coniglio anti-SETBP1 ad alta specificità per Western blot, immunofluorescenza ed ELISA. Reagisce con SETBP1 umano (175kDa). Utile per lo studio delle leucemie mieloidi e della disabilità intellettiva.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Valore
Nome Prodotto	SETBP1 pAb di Coniglio
Note/Alias	SEB; MRD29; SETBP1
Specie	Umano
ID Gene (Umano)	26040
ID Gene	26040
Immunogeno	Proteina di fusione ricombinante contenente una sequenza corrispondente agli amminoacidi 1-242 di SETBP1 umano (NP_001123582.1)
Sorgente	Coniglio
Categoria	Anticorpi Policlonali
Applicazione	WB, IF/ICC, ELISA
Reattività Incrociata	Umano
SWISS	Q9Y6X0
Peso Proteico	175kDa
Spedizione	Sacca di ghiaccio