

Anticorpo Policlonale Di Coniglio Anti-Setd1B Per Wb Ed Elisa - Q9Ups6

Numero articolo: CM0019895



introduzione

Anticorpo policlonale di coniglio diretto contro SETD1B umano (KMT2G), adatto per Western blotting (WB) ed ELISA. Reagisce con campioni umani, di topo e di ratto. Per la ricerca in biologia della cromatina ed ematopoiesi.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Valore
Nome Prodotto	SETD1B Rabbit pAb
Note/Alias	KMT2G; Set1B; IDDSELD; SETD1B
Specie	Umano
GeneID (Umano)	23067
GeneID	23067
Immunogeno	Proteina di fusione ricombinante contenente una sequenza corrispondente agli amminoacidi 1673-1770 di SETD1B umano (NP_001340274.1).
Sorgente	Coniglio
Categoria	Anticorpi Policlonali
Applicazione	WB, ELISA
Reattività Incrociata	Umano, Topo, Ratto
SWISS	Q9UPS6
Peso Proteico	213kDa
Spedizione	Sacchetto di ghiaccio