


Anticorpo Policlonale Anti-Setd2 Per Wb, Elisa - Q9Byw2

Numero articolo: CM0018249



introduzione

Anticorpo policlonale di coniglio diretto contro SETD2 umano, una metiltransferasi degli istoni. Validato per WB ed ELISA, con reattività crociata con l'uomo. Adatto per la ricerca sull'epigenetica, sul cancro e sulla riparazione del DNA.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Valore
Nome del prodotto	SETD2 Rabbit pAb
Note/alias	LLS, HYPB, SET2, HIF-1, HIP-1, KMT3A, MRD70, RAPAS, HBP231, HSPC069, p231HBP, SETD2
Specie	Uomo
GeneID (uomo)	29072
GeneID	29072
Immunogeno	Proteina di fusione ricombinante contenente una sequenza corrispondente agli amminoacidi 803-1103 di SETD2 umano (NP_054878.5).
Origine	Coniglio
Categoria	Anticorpi policlonali
Applicazione	WB, ELISA
Reattività crociata	Uomo
SWISS	Q9BYW2
Peso della proteina	288 kDa
Spedizione	Borsa refrigerante