


Anticorpo Policlonale Anti-Setd2 Per Wb, Ihc-P, If/Icc, Ip, Elisa - Q9Byw2

Numero articolo: CM0029520



introduzione

Anticorpo policlonale di coniglio anti-SETD2 di alta qualità, validato per WB, IHC-P, IF/ICC, IP, ELISA. Reagisce con umano, topo, ratto. Bersaglia l'istone metiltransferasi coinvolta in H3K36me3, riparazione del DNA e regolazione della trascrizione.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Valore
Nome Prodotto	SETD2 Rabbit pAb
Note/Alias	LLS; HYPB; SET2; HIF-1; HIP-1; KMT3A; MRD70; RAPAS; HBP231; HSPC069; p231HBP; SETD2
Specie	Umano
GeneID (Umano)	29072
GeneID	29072
Immunogeno	Peptide sintetico corrispondente a una sequenza compresa tra gli amminoacidi 2475-2564 di SETD2 umano (NP_054878.5)
Sorgente	Coniglio
Categoria	Anticorpi Policlonali
Applicazione	WB, IHC-P, IF/ICC, IP, ELISA
Reattività Incrociata	Umano, Topo, Ratto
SWISS	Q9BYW2
Peso Proteico	288kDa
Spedizione	Borsa del ghiaccio