

Anticorpo Policlonale Anti-Setd3 Per Wb, Ip, Elisa - Q86Tu7

Numero articolo: CM0018943



introduzione

Anticorpo policlonale di coniglio contro SETD3 umano (hSETD3/C14orf154), validato per WB, IP, ELISA. Specifico per l'N-metiltransferasi dell'istidina dell'actina, ~67 kDa. Ideale per studi sul citoscheletro e sulla metilazione.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Valore
Nome del prodotto	SETD3 Rabbit pAb
Note/Alias	hSETD3; C14orf154; SETD3
Specie	Umano
GeneID (umano)	84193
GeneID	84193
Immunogeno	Peptide sintetico corrispondente a una sequenza compresa tra gli amminoacidi 72-329 di SETD3 umano (NP_115609.2)
Origine	Coniglio
Categoria	Anticorpi policlonali
Applicazione	WB, IP, ELISA
Reattività crociata	Umano
SWISS	Q86TU7
Peso della proteina	67 kDa
Spedizione	Ghiaccio sintetico