

Anticorpo Policlonale Rabbit Anti-Setd5 Per If/Icc, Elisa - Q9C0A6

Numero articolo: CM0014484

introduzione

Anticorpo policlonale rabbit contro SETD5 convalidato per IF/ICC e ELISA. Rileva la proteina SETD5 umana, una istone metiltransferasi coinvolta nello sviluppo cerebrale e nella regolazione della cromatina. Ideale per ricerche nel campo neurosviluppo ed epigenetica.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Valore
Nome prodotto	SETD5 Rabbit pAb
Note/Alias	MRD23; SETD5A; SETD5
Specie	Uomo
GeneID (Uomo)	55209
Immunogeno	Proteina di fusione ricombinante contenente una sequenza corrispondente agli amminoacidi 520-740 della SETD5 umana (NP_001073986.1)
Origine	Rabbit
Categoria	Anticorpi policlonali
Applicazione	IF/ICC, ELISA
Reattività incrociata	Uomo
SWISS	Q9C0A6
Peso proteico	158kDa
Spedizione	Sacchetto di ghiaccio