

## Anticorpo Policlonale Di Coniglio Anti-Setd5 Per Wb - Q9C0A6

Numero articolo: CM0026916

### introduzione

Anticorpo policlonale di coniglio diretto contro SETD5 umano, validato per WB, IHC-P, IF/ICC, ELISA, con reattività crociata verso topo e ratto. Ideale per studiare la regolazione della cromatina nello sviluppo cerebrale.

[Ulteriori informazioni](#)

| Parametro           | Valore                                                                                                                             |
|---------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Nome del Prodotto   | SETD5 Rabbit pAb                                                                                                                   |
| Note/Alias          | MRD23; SETD5A; SETD5                                                                                                               |
| Specie              | Umana                                                                                                                              |
| GeneID (Umano)      | 55209                                                                                                                              |
| Immunogeno          | Proteina di fusione ricombinante contenente una sequenza corrispondente agli amminoacidi 1054-1153 di SETD5 umana (NP_001073986.1) |
| Sorgente            | Coniglio                                                                                                                           |
| Categoria           | Anticorpi Policlonali                                                                                                              |
| Applicazione        | WB, IHC-P, IF/ICC, ELISA                                                                                                           |
| Reattività Crociata | Umana, Topo, Ratto                                                                                                                 |
| SWISS               | Q9C0A6                                                                                                                             |
| Peso Proteico       | 158kDa                                                                                                                             |
| Spedizione          | Sacca di ghiaccio                                                                                                                  |