

Anticorpo Policlonale Anti-Setd6 Per Wb, Elisa - Q8Tbk2

Numero articolo: CM0027756



introduzione

Anticorpo policlonale di coniglio contro SETD6 umano, una N-lisina metiltransferasi coinvolta nella segnalazione NF- κ B e nel rinnovamento delle cellule staminali. Validato per WB ed ELISA; reagisce in modo incrociato con umano, topo e ratto.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Valore
Nome Prodotto	SETD6 Rabbit pAb
Note/Alias	SETD6
Specie	Umano
GeneID (Umano)	79918
GeneID	79918
Immunogeno	Proteina di fusione ricombinante contenente una sequenza corrispondente agli amminoacidi 301-473 di SETD6 umano (NP_001153777.1)
Sorgente	Coniglio
Categoria	Anticorpi Policlonali
Applicazione	WB, ELISA
Reattività Incrociata	Umano, Topo, Ratto
SWISS	Q8TBK2
Peso Proteico	53kDa
Spedizione	Sacca di ghiaccio