


Anticorpo Policlonale Di Coniglio Anti-Setdb1 (Convalidato Ko) Per Wb, If-P, Elisa - Q15047

Numero articolo: CM0028862



introduzione

Anticorpo policlonale di coniglio contro l'istone metiltransferasi SETDB1, convalidato KO. Adatto per WB, IF-P, ELISA in umano, topo, ratto. Ideale per studiare la repressione trascrizionale, la formazione di eterocromatina e i meccanismi epigenetici nel cancro e nelle cellule staminali.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Valore
Nome Prodotto	[Convalidato KO] Anticorpo pAb SETDB1 di Coniglio
Osservazioni/Alias	ESET; KG1T; KMT1E; TDRD21; H3-K9-HMTase4; B1
Specie	Umano
GeneID (Umano)	9869
GeneID	9869
Immunogeno	Proteina di fusione ricombinante contenente una sequenza corrispondente agli amminoacidi 1-397 di SETDB1 umano (NP_001230420.1)
Sorgente	Coniglio
Categoria	Anticorpi Policlonali
Applicazione	WB, IF-P, ELISA
Reattività Incrociata	Umano, Topo, Ratto
SWISS	Q15047
Peso Proteico	143kDa
Spedizione	Sacchetto di ghiaccio