

Anticorpo Policlonale Anti-Setdb2 Di Coniglio Per Wb, Elisa - Q96T68

Numero articolo: CM0029905



introduzione

Anticorpo policlonale di coniglio di alta qualità mirato a SETDB2 umano (KMT1F), validato per Western blot e ELISA. Reagisce incrociato con topo e ratto, rendendolo ideale per la ricerca epigenetica sulla metilazione delle istone e sul silencing genico.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Valore
Nome del prodotto	SETDB2 pAb coniglio
Osservazioni/Alias	CLLD8; CLLL8; KMT1F; C13orf4; SETDB2
Specie	Umano
GeneID (Umano)	83852
Immunogeno	Proteina di fusione ricombinante contenente una sequenza corrispondente agli amminoacidi 148-378 di SETDB2 umano (NP_114121.2).
Sorgente	Coniglio
Categoria	Anticorpi policlonali
Applicazione	WB, ELISA
Reattività crociata	Topo, Ratto
SWISS	Q96T68
Peso proteico	82kDa
Spedizione	Borsa del ghiaccio