

Anticorpoide Policlonale Coniglio Anti-Setmar Per Ihc-P Ed Elisa - Q53H47

Numero articolo: CM0025396



introduzione

Anticorpo policlonale coniglio contro SETMAR/Metnase umano per IHC-P ed ELISA, mirato a una fusione istone metiltransferasi-transposasi di 78kDa coinvolta nella riparazione del DNA.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Valore
Nome del prodotto	SETMAR pAb coniglio
Osservazioni/Alias	Mar1; METNASE; SETMAR
Specie	Umano
ID Gene	6419
Immunogeno	Proteina di fusione ricombinante contenente una sequenza corrispondente agli amminoacidi 20-300 di SETMAR umano (NP_006506.3).
Fonte	Coniglio
Categoria	Anticorpi policlonali
Applicazione	IHC-P, ELISA
Reattività crociata	Umano
SWISS	Q53H47
Peso proteico	78kDa
Spedizione	Borsa del ghiaccio