

Anticorpo Monoclonale Coniglio Anti-Set/Taf1 Per Wb, Ihc-P, If/Icc, Ip, Elisa - Q01105

Numero articolo: CM0008353



introduzione

Anticorpo monoclonale di coniglio che si lega alla proteina umana SET/TAF1. Validato per WB, IHC-P, IF/ICC, IP ed ELISA, con reattività crociata verso umano, topo e ratto. Ideale per ricerche sull'apoptosi, sulla trascrizione e sulla cromatina.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Valore
Nome Prodotto	SET/TAF1 Coniglio mAb
Note/Alias	2PP2A; IGAAD; MRD58; TAF-I; I2PP2A; IPP2A2; PHAPII; TAF-IBETA; SET/TAF1
Specie	Umano
GeneID (umano)	6418
GeneID	6418
Immunogeno	Proteina di fusione ricombinante contenente una sequenza corrispondente agli aminoacidi 200-290 di SET/TAF1 umano (Q01105).
Fonte	Coniglio
Categoria	Anticorpi Monoclonali
Applicazione	WB, IHC-P, IF/ICC, IP, ELISA
Reattività Crociata	Umano, Topo, Ratto
SWISS	Q01105
Peso Proteico	33kDa
Spedizione	Borsa del ghiaccio