


Anticorpo Policlonale Di Coniglio Anti-Sf1 Per Wb Ed Elisa - Q15637

Numero articolo: CM0029095



introduzione

Anticorpo policlonale di coniglio contro il fattore di splicing 1 umano (SF1/BBP/ZFM1), validato per WB ed ELISA con reattività crociata verso il topo. Ideale per la ricerca sullo splicing dell'mRNA e sulla trascrizione.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Valore
Nome Prodotto	SF1 Rabbit pAb
Note/Alias	BBP; MBBP; ZFM1; ZNF162; D11S636; ZCCHC25; SF1
Specie	Umano
GeneID (Umano)	7536
GeneID	7536
Immunogeno	Proteina di fusione ricombinante contenente una sequenza corrispondente agli amminoacidi 1-280 di SF1 umano (NP_973727.1)
Sorgente	Coniglio
Categoria	Anticorpi Policlonali
Applicazione	WB, ELISA
Reattività Crociata	Umano, Topo
SWISS	Q15637
Peso Proteico	68kDa
Spedizione	Borsa del ghiaccio