


Anti-Sf3A1 Coniglio Anticorpo Policlonale Per Wb, Elisa - Q15459

Numero articolo: CM0028822



introduzione

Anticorpo policlonale coniglio anti-SF3A1 di alta qualità convalidato per WB ed ELISA. Reagisce con l'essere umano, il topo e il ratto. Bersaglio la subunità 1 del fattore di splicing 3A, essenziale per l'assemblaggio dello spliceosoma e lo splicing del pre-mRNA.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Valore
Nome del prodotto	SF3A1 coniglio pAb
Osservazioni/Alias	PRP21; PRPF21; SAP114; SF3A120; SF3A1
Specie	Umano
GeneID (umano)	10291
GeneID	10291
Immunogeno	Proteina ricombinante Proteina di fusione ricombinante contenente una sequenza corrispondente agli amminoacidi 715-785 di SF3A1 umano (Q15459)
Fonte	Coniglio
Categoria	Anticorpi policlonali
Applicazione	WB, ELISA
Reattività crociata	Topo, Ratto
SWISS	Q15459
Peso proteico	89kDa
Spedizione	Borsa del ghiaccio