


Anticorpo Monoclonale Di Coniglio Anti-Sf3A3 Per Wb, Elisa - Q12874

Numero articolo: CM0003944



introduzione

Anticorpo monoclonale di coniglio Anti-SF3A3 per WB e ELISA, che riconosce SF3A3 umano e murino (59 kDa). Strumento essenziale per la ricerca sullo spliceosoma e gli studi sullo splicing del pre-mRNA.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Valore
Nome prodotto	SF3A3 Rabbit mAb
Note/Alias	PRP9; PRPF9; SAP61; SF3a60; SF3A3
Specie	Uomo
GeneID (Uomo)	10946
GeneID	10946
Immunogeno	Peptide sintetico corrispondente a una sequenza compresa tra gli amminoacidi 1-100 di SF3A3 umano (Q12874)
Origine	Coniglio
Categoria	Anticorpi monoclonali
Applicazione	WB, ELISA
Reattività incrociata	Uomo, Topo
SWISS	Q12874
Peso proteico	59kDa
Spedizione	Sacchetto di ghiaccio