

Anticorpo Monoclonale Anti-Sf3B1 Per Wb, Ihc-P, If/Icc, Elisa - 075533

Numero articolo: CM0011698



introduzione

Anticorpo monoclonale di coniglio che bersaglia l'SF3B1 umano, il fattore di splicing U2 snRNP. Validato per WB, IHC-P, IF/ICC e ELISA, con reattività crociata verso topo e ratto. Adatto per la ricerca sullo spliceosoma e la processazione del pre-mRNA.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Valore
Nome del Prodotto	SF3B1 Rabbit mAb
Note/Alias	MDS; PRP10; Hsh155; PRPF10; SAP155; SF3b155; SF3B1
Specie	Umano
ID Gene (Umano)	23451
ID Gene	23451
Immunogeno	Peptide sintetico: un peptide sintetico corrispondente a una sequenza compresa tra gli amminoacidi 1-100 dell'SF3B1 umano (075533).
Origine	Coniglio
Categoria	Anticorpi Monoclonali
Applicazione	WB, IHC-P, IF/ICC, ELISA
Reattività Crociata	Umano, Topo, Ratto
SWISS	075533
Peso Proteico	146kDa
Spedizione	Sacco di ghiaccio