

Anticorpo Policlonale Di Coniglio Anti-Sf3B1 Per Wb, If/Icc, Elisa - 075533

Numero articolo: CM0023426



introduzione

Anticorpo policlonale di coniglio SF3B1 validato per WB, IF/ICC, ELISA; rileva SF3B1 umano, di topo, di ratto (sottounità 1 del fattore di splicing 3B, ~146kDa). Ideale per la ricerca sullo spliceosoma e sullo splicing dell'pre-mRNA.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Valore
Nome Prodotto	pAb di Coniglio SF3B1
Osservazioni/Alias	MDS; PRP10; Hsh155; PRPF10; SAP155; SF3b155; SF3B1
Specie	Umano
GeneID (Umano)	23451
GeneID	23451
Immunogeno	Proteina di fusione ricombinante contenente una sequenza corrispondente agli amminoacidi 1-144 di SF3B1 umano (NP_001005526.1).
Sorgente	Coniglio
Categoria	Anticorpi Policlonali
Applicazione	WB, IF/ICC, ELISA
Reattività Incrociata	Umano, Topo, Ratto
SWISS	075533
Peso Proteico	146kDa
Spedizione	Borsa del ghiaccio