

Anticorpo Monoclonale Anti-Sf3B3/Sap130 Per Wb, Ihc-P, If/Icc, Elisa - Q15393

Numero articolo: CM0008427



introduzione

Anticorpo monoclonale coniglio anti-umano SF3B3/SAP130 validato in WB, IHC-P, IF/ICC ed ELISA. Rileva SF3B3 umano, murino e ratto. Adatto per la ricerca sullo splicing e sugli studi sullo spliceosoma.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Valore
Nome Prodotto	SF3B3/SAP130 Rabbit mAb
Note/Alias	RSE1; SAP130; SF3b130; STAF130; SF3B3/SAP130
Specie	Umano
GeneID (Umano)	23450
GeneID	23450
Immunogeno	Proteina di fusione ricombinante contenente una sequenza corrispondente agli amminoacidi 1101-1217 di SF3B3/SAP130 umano (Q15393)
Fonte	Coniglio
Categoria	Anticorpi Monoclonali
Applicazione	WB, IHC-P, IF/ICC, ELISA
Reattività Crociata	Umano, Mouse, Ratto
SWISS	Q15393
Peso Proteico	136kDa
Spedizione	Borsa del ghiaccio