

Anticorpo Policlonale Anti-Sf3B6 Per Wb Ed Elisa - Q9Y3B4

Numero articolo: CM0018042



introduzione

SF3B6 Rabbit pAb convalidato per WB ed ELISA, rileva SF3B6 umano e murino (14 kDa), un componente centrale dell'U2 snRNP essenziale per l'assemblaggio dello spliceosoma e il riconoscimento del sito di ramificazione.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Valore
Nome Prodotto	SF3B6 Rabbit pAb
Note/Alias	P14; Ht006; SAP14; SAP14a; SF3B14; CGI-110; HSPC175; SF3B14a; SF3B6
Specie	Umano
ID Gene (Umano)	51639
ID Gene	51639
Immunogeno	Proteina di fusione ricombinante contenente una sequenza corrispondente agli amminoacidi 1-125 di SF3B6 umano (NP_057131.1).
Sorgente	Coniglio
Categoria	Anticorpi Policlonali
Applicazione	WB, ELISA
Reattività Incrociata	Umano, Topo
SWISS	Q9Y3B4
Peso Proteico	15kDa
Spedizione	Sacca di ghiaccio