


Anticorpo Policlonale Anti-Sfpq Per Wb, Ihc-P, If/Icc, Ip, Elisa - P23246

Numero articolo: CM0013886



introduzione

Anticorpo policlonale di coniglio contro SFPQ (PSF) umano, validato per WB, IHC-P, IF/ICC, IP, ELISA. Reagisce in modo crociato con topo e ratto. Peso molecolare: 76 kDa. Adatto per ricerche su splicing e trascrizione.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Valore
Nome prodotto	SFPQ Rabbit pAb
Note/Alias	PSF; POMP100; PPP1R140; SFPQ
Specie	Uomo
ID gene (Uomo)	6421
ID gene	6421
Immunogeno	Proteina di fusione ricombinante contenente una sequenza corrispondente agli amminoacidi 578-707 di SFPQ umano (NP_005057.1).
Origine	Coniglio
Categoria	Anticorpi policlonali
Applicazione	WB, IHC-P, IF/ICC, IP, ELISA
Reattività crociata	Uomo, Topo, Ratto
SWISS	P23246
Peso proteico	76kDa
Spedizione	Sacchetto di ghiaccio