

Anticorpo Policlonale Coniglio Anti-Sfrp1 Per Wb, Ihc-P, Elisa - Q8N474

Numero articolo: CM0025081

introduzione

Anticorpo policlonale coniglio SFRP1 validato per WB, IHC-P, ELISA su uomo e topo. Bersaglia la proteina 1 secreta correlata a frizzled, un modulatore della segnalazione Wnt, per la ricerca sulla crescita e differenziazione cellulare.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Valore
Nome prodotto	SFRP1 Rabbit pAb
Note/Alias	FRP; FRP1; FrzA; FRP-1; SARP2; SFRP1
Specie	Uomo
Gene ID	6422 (Uomo)
Immunogeno	Proteina di fusione ricombinante contenente una sequenza corrispondente agli amminoacidi 30-314 della SFRP1 umana (NP_003003.3)
Origine	Coniglio
Categoria	Anticorpi policlonali
Applicazione	WB, IHC-P, ELISA
Reattività incrociata	Uomo, Topo
SWISS	Q8N474
Peso proteico	35kDa
Spedizione	Sacchetto di ghiaccio