

Anticorpo Policlonale Anti-Sfrp2 Per Wb E Elisa - Q96Hf1

Numero articolo: CM0027405

introduzione

Anticorpo policlonale di coniglio contro SFRP2 umano, convalidato per applicazioni Western blot e ELISA. Reagisce in modo crociato con il topo; ideale per la ricerca sulla segnalazione Wnt e la biologia dello sviluppo.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Valore
Nome prodotto	SFRP2 Rabbit pAb
Annotazioni/Alias	FRP-2; SARP1; SDF-5; SFRP2
Specie	Umana
GeneID	6423
Immunogeno	Proteina di fusione ricombinante contenente una sequenza corrispondente agli amminoacidi 25-295 di SFRP2 umano (NP_003004.1)
Provenienza	Coniglio
Categoria	Anticorpi policlonali
Applicazione	WB, ELISA
Reattività crociata	Topo
SWISS	Q96HF1
Peso proteico	33kDa
Spedizione	Sacchetto di ghiaccio