

Anticorpo Monoclonale Anti-Sfrp4 Per Wb, If/Icc, Elisa - Q6Fhj7

Numero articolo: CM0004919

introduzione

Anticorpo monoclonale ricombinante di coniglio che si targeting umano SFRP4 (sFRP-4), validato per WB, IF/ICC, ELISA. Cross-reagisce con topo e ratto. Ideale per studi sulla segnalazione Wnt e sul cancro.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Valore
Nome Prodotto	SFRP4 Rabbit mAb
Note/Alias	PYL; FRP-4; FRPHE; FRZB-2; sFRP-4; SFRP4
Specie	Umano
GeneID (Umano)	6424
GeneID	6424
Immunogeno	Proteina di fusione ricombinante contenente una sequenza corrispondente agli amminoacidi 201-300 di SFRP4 umano (Q6FHJ7).
Sorgente	Coniglio
Categoria	Anticorpi Monoclonali
Applicazione	WB, IF/ICC, ELISA
Reattività Incrociata	Umano, Topo, Ratto
SWISS	Q6FHJ7
Peso Proteico	40 kDa
Spedizione	Borsa del ghiaccio