

Anticorpo Policlonale Rabbit Anti-Sfrp4 Per Wb, If/Icc, Elisa - Q6Fhj7

Numero articolo: CM0026254

introduzione

Anticorpo policlonale rabbit anti-SFRP4 per WB, IF/ICC e ELISA. Reattività confermata con Uomo, Topo, Ratto. Uno strumento prezioso per studiare la modulazione della via Wnt e lo sviluppo osseo.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Valore
Nome prodotto	SFRP4 Rabbit pAb
Note/Alias	PYL; FRP-4; FRPHE; FRZB-2; sFRP-4; SFRP4
Specie	Uomo
GeneID (Uomo)	6424
GeneID	6424
Immunogeno	Proteina di fusione ricombinante contenente una sequenza corrispondente agli amminoacidi 19-346 della SFRP4 umana (NP_003005.2)
Origine	Rabbit
Categoria	Anticorpi policlonali
Applicazione	WB, IF/ICC, ELISA
Reattività crociata	Uomo, Topo, Ratto
SWISS	Q6FHJ7
Peso proteico	40kDa
Spedizione	Sacco di ghiaccio