

Anticorpo Policlonale Anti-Sfrp5 Di Coniglio Per Wb, If-P, Ihc-P, Elisa - Q5T4F7

Numero articolo: CM0021966

introduzione

Anticorpo policlonale di coniglio contro SFRP5 umano (SARP3, FRP-1b). Validato per WB, IF-P, IHC-P, ELISA e cross-reagisce con umano, topo, ratto. Ideale per studi sulla segnalazione Wnt e sullo sviluppo.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Dettagli
Nome del prodotto	SFRP5 Rabbit pAb
Osservazioni/Alias	SARP3; SFRP5
Specie	Umano
GenelD (Umano)	6425
GenelD	6425
Immunogeno	Proteina di fusione ricombinante contenente una sequenza corrispondente agli amminoacidi 30-317 di SFRP5 umano (NP_003006.2)
Sorgente	Coniglio
Categoria	Anticorpi policlonali
Applicazione	WB, IF-P, IHC-P, ELISA
Reattività crociata	Umano, Topo, Ratto
SWISS	Q5T4F7
Peso proteico	36kDa
Spedizione	Borsa del ghiaccio