

## Anticorpo Policlonale Di Coniglio Anti-Sfrs9 Per Wb, If/Icc, Elisa - Q13242

Numero articolo: CM0013054

### introduzione

Anticorpo policlonale di coniglio di alta qualità contro il fattore di splicing umano SFRS9 (SRp30c). Validato per Western blot (WB), immunofluorescenza (IF/ICC) ed ELISA. Rileva SFRS9 umano e murino. Ideale per la ricerca sullo splicing alternativo e sull'espressione genica.

[Ulteriori informazioni](#)

| Parametro           | Valore                |
|---------------------|-----------------------|
| Nome del prodotto   | SFRS9 Rabbit pAb      |
| Note/alias          | SFRS9; SRp30c         |
| Specie              | Uomo                  |
| ID gene (uomo)      | 8683                  |
| ID gene             | 8683                  |
| Immunogeno          | Proteina ricombinante |
| Origine             | Coniglio              |
| Categoria           | Anticorpi policlonali |
| Applicazione        | WB, IF/ICC, ELISA     |
| Reattività crociata | Uomo, topo            |
| SWISS               | Q13242                |
| Peso della proteina | 26 kDa                |
| Spedizione          | Borsa refrigerante    |