

Anticorpo Policlonale Di Coniglio Anti-Sfswap Per Wb Ed Elisa - Q12872

Numero articolo: CM0021659



introduzione

Anticorpo policlonale di coniglio anti-SFSWAP validato per Western blot ed ELISA. Target: fattore di splicing umano SFSWAP (SWAP/SFRS8), un regolatore dello splicing alternativo. Immunogeno ricombinante. Per la ricerca sul processamento dell'RNA.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Valore
Nome del prodotto	SFSWAP Rabbit pAb
Note/alias	SWAP, SFRS8, SFSWAP
Specie	Uomo
ID del gene (uomo)	6433
ID del gene	6433
Immunogeno	Proteina di fusione ricombinante contenente una sequenza corrispondente agli amminoacidi 170-280 di SFSWAP umano (NP_004583.2)
Origine	Coniglio
Categoria	Anticorpi policlonali
Applicazione	WB, ELISA
Reattività crociata	Uomo
SWISS	Q12872
Peso della proteina	105 kDa
Spedizione	Ghiaccio sintetico