

Anticorpo Policlonale Di Coniglio Anti-Sftpa1 Per Wb - Q8IWL2/Q8IWL1

Numero articolo: CM0024061

introduzione

Anticorpo policlonale di coniglio contro SFTPA1 umano, validato per Western blot. Reagisce in modo crociato con il ratto. Ideale per la ricerca sul surfattante polmonare, l'immunità innata e le malattie respiratorie.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Valore
Nome prodotto	SFTPA1 Rabbit pAb
Note/Alias	SPA; ILD1; PSAP; PSPA; SP-A; SPA1; PSP-A; SFTP1; SP-A1; COLEC4; SFTPA1B; SP-A1 beta; SP-A1 delta; SP-A1 gamma; SP-A1 epsilon; SFTPA1
Specie	Umana
GenelD (Umana)	653509/729238
GenelD	653509/729238
Immunogeno	Proteina ricombinante: proteina di fusione ricombinante contenente una sequenza corrispondente agli amminoacidi 100-248 di SFTPA1 umano (NP_001158116.1).
Origine	Coniglio
Categoria	Anticorpi policlonali
Applicazione	WB
Reattività crociata	Ratto
SWISS	Q8IWL2/Q8IWL1
Peso proteico	26 kDa
Spedizione	Sacco di ghiaccio