


## Anticorpo Monoclonale Coniglio Anti-Sftpc Per Wb, If-P, Elisa - P11686

Numero articolo: CM0007062



### introduzione

Anticorpo monoclonale di coniglio contro la proteina C del surfattante polmonare umano (SFTPC) validato per WB, IF-P e ELISA. Reagisce in modo crociato con topo e ratto. Adatto per la ricerca sulle malattie respiratorie e lo sviluppo di test IVD.

[Ulteriori informazioni](#)

| Parametro           | Valore                                                                         |
|---------------------|--------------------------------------------------------------------------------|
| Nome prodotto       | SFTPC Rabbit mAb                                                               |
| Note/Alias          | SP5; SP-C; PSP-C; SFTP2; SMDP2; BRICD6; SFTPC                                  |
| Specie              | Umana                                                                          |
| ID Gene (Uomo)      | 6440                                                                           |
| Immunogeno          | Proteina ricombinante della proteina C del surfattante polmonare umano / SP-C. |
| Origine             | Coniglio                                                                       |
| Categoria           | Anticorpi monoclonali                                                          |
| Applicazione        | WB, IF-P, ELISA                                                                |
| Reattività crociata | Topo, Ratto                                                                    |
| SWISS               | P11686                                                                         |
| Peso proteico       | 21kDa                                                                          |
| Spedizione          | Sacchetto di ghiaccio                                                          |