


Anticorpo Policlonale Di Coniglio Anti-Sftpc Per Wb, Ihc, If, Elisa - P11686

Numero articolo: CM0020357



introduzione

Anticorpo policlonale di coniglio di alta qualità contro la SFTPC umana (proteina tensioattiva C) per WB, IHC, IF ed ELISA. Reagisce con uomo, topo, ratto. 21 kDa. Ideale per la ricerca sulle malattie polmonari e lo sviluppo di IVD.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Valore
Nome del prodotto	SFTPC Rabbit pAb
Note/Alias	SP5; SP-C; PSP-C; SFTP2; SMDP2; BRICD6; SFTPC
Specie	Umana
ID Gene (Umano)	6440
ID Gene	6440
Immunogeno	Proteina ricombinante Proteina di fusione ricombinante contenente una sequenza corrispondente agli amminoacidi 59-197 della SFTPC umana (NP_003009.2).
Origine	Coniglio
Categoria	Anticorpi policlonali
Applicazione	WB, IF-P, IHC-P, ELISA
Reattività crociata	Umano, Topo, Ratto
SWISS	P11686
Peso proteico	21kDa
Spedizione	Borsa di ghiaccio