


Anti-Sftpc Rabbit Polymab® Per Wb, If-P, Ihc-P, Elisa - P11686

Numero articolo: CM0008894



introduzione

Anticorpo monoclonale ricombinante di coniglio ad alta specificità contro SFTPC umano (proteina surfattante C). Validato per WB, IF-P, IHC-P ed ELISA. Cross-reattività con il mouse. MW 21 kDa.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Valore
Nome Prodotto	SFTPC Rabbit PolymAb®
Note/Alias	SP5; SP-C; PSP-C; SFTP2; SMDP2; BRICD6
Specie	Umano
Gene ID (Umano)	6440
Immunogeno	Peptide Sintetico Un peptide sintetico corrispondente a una sequenza all'interno degli aminoacidi 91-190 di SFTPC umano (NP_003009.2).
Fonte	Coniglio
Categoria	Anticorpi Monoclonali
Applicazione	WB, IF-P, IHC-P, ELISA
Cross Reattività	Umano, Mouse
SWISS	P11686
Peso Proteico	21kDa
Spedizione	Borsa del ghiaccio