

Anticorpo Policlonale Coniglio Anti-Sfxn1 Per Wb E Elisa - Q9H9B4

Numero articolo: CM0014195

introduzione

Questo anticorpo policlonale di coniglio bersaglia SFXN1 umano, un trasportatore mitocondriale di serina fondamentale per il metabolismo a un carbonio. Validato per WB e ELISA, presenta reazione crociata con topo e ratto. Ideale per la ricerca sul trasporto di amminoacidi e la funzione mitocondriale.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Valore
Nome prodotto	SFXN1 Rabbit pAb
Annotazioni/Alias	TCC; SLC56A1; SFXN1
Specie	Uomo
ID gene (Uomo)	94081
ID gene	94081
Immunogeno	Proteina di fusione ricombinante contenente una sequenza corrispondente agli amminoacidi 87-322 di SFXN1 umano (NP_073591.2).
Provenienza	Coniglio
Categoria	Anticorpi policlonali
Applicazione	WB, ELISA
Reattività crociata	Uomo, Topo, Ratto
SWISS	Q9H9B4
Peso proteico	36kDa
Spedizione	Sacchetto di ghiaccio