

Anticorpo Policlonale Anti-Sfxn2 Da Coniglio Per Wb E Elisa - Q96Nb2

Numero articolo: CM0020882

introduzione

L'anticorpo policlonale anti-SFXN2 da coniglio di CamelBio rileva la proteina SFXN2 di 36 kDa in WB e ELISA, con reattività crociata verso uomo, topo e ratto. Ideale per ricerche sul trasporto mitocondriale della serina e sull'omeostasi del ferro.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Valore
Nome prodotto	SFXN2 Rabbit pAb
Note/Alias	SLC56A2; SFXN2
Specie	Uomo
GeneID (Uomo)	118980
GeneID	118980
Immunogeno	Proteina di fusione ricombinante contenente una sequenza corrispondente agli amminoacidi 10-90 di SFXN2 umano (NP_849189.1)
Origine	Coniglio
Categoria	Anticorpi policlonali
Applicazione	WB, ELISA
Reattività crociata	Uomo, Topo, Ratto
SWISS	Q96NB2
Peso proteico	36 kDa
Spedizione	Sacchetto di ghiaccio