

Anticorpo Policlonale Coniglio Anti-Sfxn3 Per Wb, Elisa - Q9Bwm7

Numero articolo: CM0017214

introduzione

Anticorpo policlonale di coniglio mirato alla sideroflessina-3 umana (SFXN3), un trasportatore mitocondriale di serina. Adatto per applicazioni WB ed ELISA negli studi sul metabolismo a un atomo di carbonio e sul trasporto mitocondriale.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Valore
Nome prodotto	SFXN3 Rabbit pAb
Osservazioni/Alias	SFX3; SLC56A3; BA108L7.2; SFXN3
Specie	Umano
Gene ID (Umano)	81855
Gene ID	81855
Immunogeno	Proteina ricombinante Proteina di fusione ricombinante contenente una sequenza corrispondente agli amminoacidi 1-80 della SFXN3 umana (NP_112233.2)
Fonte	Coniglio
Categoria	Anticorpi policlonali
Applicazione	WB, ELISA
Reattività incrociata	Umano
SWISS	Q9BWM7
Peso proteico	36kDa
Spedizione	Borsa del ghiaccio